


Protocolo Eternal Neuro™

Activación Cognitiva, Neuroprotección y Sincronización Circadiana en 90 Días



Introducción

“Con este protocolo nos hemos propuesto satisfacer los altos estándares de calidad y lujo de una forma accesible a todos.”

Eternal Neuro™ integra nanotecnología, péptidos neuroactivos y estimulación cuántica para potenciar la plasticidad cerebral, normalizar el eje HPA y armonizar los ritmos circadianos, ofreciendo un impulso cognitivo y emocional seguro y avanzado.

Fundamento Científico

- **MWO Q.A v999:** Aplica pulsos escalares de amplio espectro con rangos de oscilaciones que van desde 0Hz hasta +300GHz y micro-efectos térmicos que mejoran la permeabilidad neuronal y sincronizan frecuencias cerebrales (θ - α).

- **Nano-Oro Coloidal Ruby 500 ppm (-5 nm):** Potencia la conductividad intersticial, amplificando la entrega de péptidos al tejido nervioso sin toxicidad.
- **Péptidos Neuroactivos:** Semax, Selank, DSIP, Epitalon, MOTS-c y Oxitocina, seleccionados por su capacidad para modular BDNF, GABA, AMPK, eje HPA y sueño regenerativo.
- **Vitamina D₃ en megadosis:** Refuerza la expresión de péptidos endógenos y regula la neuroinflamación.

Regla de Oro de Aplicación

En todos los meses, realizar **MWO Q.A v999** 30 min al amanecer y 30 min al anochecer (lunes a viernes). Descanso sábado y domingo.

Previamente, tomar **Nano-Oro Ruby 5 mL 15–30 min antes** para preparar la biodisponibilidad.

Mes 1: Desintoxicación Pineal y Eje HPA

Objetivos

1. Limpiar biofilms neurotóxicos y reducir cortisol.
2. Regular producción de melatonina y cortisol.
3. Optimizar receptores GABA y serotonina.

Componentes

- **DSIP Spray:** 2 pulverizaciones intranasales antes de dormir.
- **Epitalon:** 5 mg SC al acostarse.
- **Oxitocina Spray:** 1 pulverización intranasal al despertar.
- **Vitamina D₃:** 40 M UI en toma única matinal.
- **Magnesio quelado:** 300 mg antes de dormir.

Apoyo Cuántico y Nano

- **Nano-Oro Ruby:** 5 mL en ayunas y 5 mL antes de la sesión nocturna.
 - **MWO Q.A v999:** 30 min mañana / 30 min noche.
-

Mes 2: Neuroplasticidad y Mejora Cognitiva

Objetivos

1. Potenciar BDNF y factor NGF.
2. Incrementar memoria de trabajo y foco sostenido.
3. Fortalecer sinapsis y reparar redes neuronales.

Péptidos

- **Semax:** 0.1 mg intranasal 3×/día (mañana, mediodía, tarde).
- **Selank:** 0.3 mg intranasal 2×/día (mañana y tarde).
- **MOTS-c:** 5 mg SC pre-MWO matutino.

Apoyo Cuántico y Nano

- **Nano-Oro Ruby:** 5 mL antes de cada MWO.
 - **MWO Q.A v999:** 30 min mañana / 30 min noche.
-

Mes 3: Sincronización Circadiana y Balance Supramental

Objetivos

1. Alcanzar ondas delta profundas y sueño REM optimizado.
2. Equilibrio emocional y resiliencia al estrés.
3. Consolidación de aprendizajes y creatividad intuitiva.

Péptidos y Sprays

- **Epitalon:** Ciclo 10 días ON / 20 días OFF (5 mg AM + 5 mg PM).
- **DSIP:** 2 pulverizaciones antes de dormir.
- **Oxytocina:** 1 pulverización intranasal antes del MWO vespertino.

Apoyo Cuántico y Nano

- **Nano-Oro Ruby:** 1 mL en ayunas.
- **MWO Q.A v999:** 30 min mañana / 30 min noche.

Precauciones y Observaciones

- Mantener rotación de zonas de inyección.
- Interrupción inmediata ante síntomas adversos.

Nota Legal

Sin perjuicios y en buena fe, este protocolo es exclusivo para investigadores avanzados y terapeutas certificados.

Desarrollado por Lucas D'Meyeer. *Investigador en Bioelectromedicina Cuántica - QuanticMed Europe.* Todos los derechos reservados © 2025.